

Com s'utilitza l'inhalador?


LACTANTS I PREESCOLARS

1



Destapa l'inhalador i sacseja'l

2



Connecta l'inhalador i la mascareta a la càmera

Aplica la mascareta al voltant del nas i boca, assegurant-te que no existeixin fuites



3

4

Deixa que l'infant respiri amb la mascareta durant 30"



Prem l'inhalador un cop

5



Repeteix el procediment per a cada dosi amb intervals de descans de 30"

6



Neteja la mascareta i la cara de l'infant amb aigua i sabó

