

¿Qué es un test de antígeno?

Te explicamos cómo funcionan los tests de automuestra para detectar el Covid-19 que puedes encontrar en la farmacia.



Características



Este test detecta proteínas del virus en personas asintomáticas.

Si No


Los resultados de este tipo de test indican si actualmente tienes carga viral o no.



Este test no es válido para viajar. Los resultados no constan en el historial clínico.

Procedimiento


El procedimiento es muy sencillo, solo hay que seguir las instrucciones.



Con el bastoncillo, toma una muestra de las dos fosas nasales.





Podrás obtener los resultados 15 minutos después.



El test solo es válido si aparece una ralla en la letra C (control).

Resultados

Positivo




Tu carga viral Sars-cov-2 es alta.

Eres un caso sospechoso, llama a tu CAP o al 061* para confirmar la prueba y hacer el diagnóstico.

Aíslate, si estás infectado puedes contagiar.

Negativo



Tu carga viral Sars-cov-2 es baja.

Mantén las medidas básicas de prevención.

Un resultado negativo no garantiza que no estés infectado*, podrías estar incubando el virus.

061 *Salut Respon, teléfono de referencia en Cataluña

*Los resultados de los tests nunca son 100% fiables



Infografía
creada por:

Infermera
virtual.com



COL·LEGI OFICIAL
INFERMERES I INFERMERS
BARCELONA

Fuente del contenido:
Canal Salut / AEMPS

Síguenos:

