

¿Cómo se utiliza el inhalador?

LACTANTES Y PREESCOLARES

1



Destapa el inhalador y agítalo

2



Conecta el inhalador y la mascarilla a la cámara

Aplica la mascarilla alrededor de la nariz y boca, asegurando que no existan fugas



3

Pulsa el inhalador una vez



4

Deja que el niño respire con la mascarilla durante 30"



5



Repite el procedimiento para cada dosis con intervalos de descanso de 30"

6



Limpia la mascarilla y la cara del niño con agua y jabón

