


Instrucciones de uso del Easyhaler®

¿Cómo se hace la inhalación con Easyhaler®?

Haga las siguientes maniobras tan relajado/a como pueda, de pie o sentado:



1. Retirar el tapón

2. Agitar enérgicamente el inhalador de 3 a 5 veces



3 y 4. Mantener el inhalador en posición correcta (en forma de «L»). Presionar el inhalador, se escuchará un *clic*; dejar que haga otro *clic*

5. Sacar todo el aire que pueda de los pulmones



6. Levantar la cabeza y poner el inhalador en los labios. Coger aire profundamente y con fuerza




7. Mantener el aire en los pulmones unos 10 segundos o hasta que pueda



8. Expulsar el aire lentamente



9. Hacer gárgaras y enjuagar la boca al terminar



10. Poner el tapón

El inhalador tiene un contador que muestra las dosis restantes. El contador gira cada 5 activaciones. Cuando los números son rojos quedan 20 dosis.

Para cualquier duda que tenga, consulte con la enfermera.